


防護具の着用手順

装備品



フェイスシールド



N95マスク




インナー手袋



アウター手袋



ガウン



キャップ

自分に合った大きさのマスクを選び すき間なく鼻にフィットさせましょう

1

手指消毒
はじめに 必ず行いましょう

2

インナー手袋 着用

3

ガウン 着用
ひもは後ろで結びましょう

4

N95マスク 着用
すき間ができないように
鼻あて・ゴムバンドで調整

5

ユーザーシールドチェック
息を強く吐いたり吸ったり
して 空気漏れがないか確認

6

キャップ 着用
耳と髪は
中に入れましょう

7

フェイスシールド 着用
両面のビニールは
はがしましょう

8

アウター手袋 着用
ガウンの袖を
手袋の中に入れましょう

完了



防護具の脱衣手順



1行為1消毒！

個人防護具を外す時は
ひとつ動作を行うごとに
手指消毒を徹底しましょう



使用後は汚染！

使用済み防護具の表面は
ウイルスに汚染されてるため
その都度 廃棄しましょう

1



手指消毒

はじめに 必ず行いましょう

2



アウター手袋を外す
外した手で 手袋の外側に
触れないように注意！

3



ガウンを脱ぐ
ガウンの表面に
触れないように注意！

4



フェイスシールドを外す
表面に触れないように
後ろのゴムを持ちましょう

5



キャップを外す
できるだけ後ろ側を持って
外しましょう

6



インナー手袋を外す
外した手で 手袋の外側に
触れないように注意！

7



N95マスクを外す
表面に触れないよう
ゴムバンドを持ちましょう

8



手指消毒
最後まで ていねいに！

グリーンゾーンに
移動して
サージカルマスク 着用

